

V-Quick32

Equipo de extracción automática de ácidos nucleicos



Pantalla táctil integrada con **software intuitivo**



Protocolo universal de extracción de ADN/ARN




Protocolo de extracción rápido: Sólo **27 minutos**



Alta Eficiencia: tecnología basada en partículas magnéticas



Flexibilidad: de 1 a 32 muestras



VIASURE Universal Pathogens Extraction Kit for VIASURE V-Quick32, 96 prep

Ref. VS-EAU0196VQ



Reactivos **listos para usar** en placas pre-cargadas



Compatible con una amplia variedad de muestras



Estable a **temperatura ambiente**



Purificación **simultánea** de **ADN y ARN** a partir de virus, bacterias, hongos y parásitos

